

Siège ArthroDèse

Utilisation(s) : Bureautique, Prévention des TMS

Le siège arthrodèse

Pour les personnes ayant besoin d'un positionnement particulier du bassin et/ou des membres inférieurs (jambes et hanches)

L'avant de l'assise est séparé en **2 volets inclinables indépendamment**, afin que chaque côté puisse trouver sa position idéale et éviter les compressions, tout en conservant un bon maintien au niveau dorsal. La circulation sanguine n'est pas contrainte, et l'utilisateur peut travailler sans gênes et sans douleurs.

Ce siège peut aussi être équipé d'options ergonomiques telles que des **accoudoirs 3D** et un système de **support lombaire pneumatique**.

En fonction du modèle, ses dimensions en font un siège idéal pour les petits gabarits ou pour une utilisation par des personnes de forte corpulence.

Descriptif court	Siège avec Assise Arthrodèse, permettant un réglage de l'inclinaison de chaque jambe, soutien lombaire gonflable et mécanisme synchrone
Spécificité	Réglage dissocié des jambes
Mécanisme	Mécanisme Synchrone
Dimension Assise (L) (en mm)	520
Hauteur Assise (min-max) (en mm)	460-590
Profondeur Assise (min-max) (en mm)	520
Inclinaison Assise (avant-arrière)	avant-arrière
Amplitude Inclinaison d'assise	+3°-11°
Amplitude Hauteur Dossier (min-max)	500-600
Amplitude Inclinaison Dossier	3,5°-32°
Diamètre Base (en mm)	700
Accoudoirs	2D
Poids Utilisateur Max	120kg
Utilisation 24/24	
Garantie	5 ans
Options spécifiques disponibles	Appui cervical Version 2300 plus petite

Vous souhaitez tester ce siège ergonomique ? Contacter Ergo-Office, nous livrons et installons votre siège à votre bureau, en région PACA.

Siège Arthrodèse

